



آموزش به بیمار

افزایش کراتینین



واحد آموزش به بیمار
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی
پیوند اعضا و دیالیز منتصریه

پیشگیری :

- پیگیری مراجعات به موقع به پزشک
- انجام آزمایشات سرپایی در زمان مشخص طبق دستور پزشک معالج
- مصرف به موقع داروهای تجویزی
- پرهیز از استفاده ترکیبات شیمیایی و گیاهی بدون مشورت با پزشک پیوند
- در صورت بروز هر اتفاق جدید جهت کسب تکلیف با پزشک پیوند مشورت کنید .



منبع:

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>

بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضا و
دیالیز منتصریه

آدرس: مشهد، بلوار امام خمینی، امام خمینی ۲۵

تلفن: ۳۲۲۹۱۹۶۳ دخطی-۳۰۰۶


www.mums.ac.ir/month/fa/amoozeshbebimar

تشخیص قطعی و درمان :

در زمان افزایش کراتینین بیمار حتما باید به پزشک پیوند خود سریعا مراجعه نماید تا پس از بررسی علل مختلف بر اساس تشخیص احتمالی اقدامات زیر را انجام دهند .

۱- نمونه برداری از کلیه پیوندی تا بر اساس نتیجه آن و آزمایشات در انتخاب نوع درمان تصمیم گیری شود .

۲- آزمایش های تکمیلی در زمینه تشخیص های احتمالی متعاقبا درخواست شود بدیهی است بر اساس تشخیص داده شده اقدامات لازم توسط پزشک پیوند انجام خواهد شد .



مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.



افزایش کراتینین چیست ؟

افزایش سطح کراتینین بالا مطرح کننده عملکرد مختل کلیه یا بیماری کلیه می باشد .

که این اختلال می تواند با افزایش ۲۰ درصد کراتینین نسبت به کراتینین پایه ی زمان ترخیص باشد .

به عنوان مثال :

بیماری که با کراتینین ۱,۵ مرخص شده است در صورتیکه کراتینین وی به ۱,۸ افزایش یافت باید جهت بررسی به پزشک معالج خود مراجعه کند .

۱,۵ ضرب در ۲۰ و تقسیم بر ۱۰۰ + کراتینین پایه = ۱,۸

علل احتمالی افزایش کراتینین :

⇐ عدم مصرف صحیح داروهای پیوند

⇐ قطع داروها

⇐ مصرف داروها بیکه با داروهای اصلی پیوند

تداخل داشته و منجر به کاهش یا افزایش سطح داروها ی پیوند میگردد.

⇐ مصرف داروهای مسکن یا داروهای گیاهی

(قرص یا دم نوش) که میتواند باعث رد پیوند گردد .

⇐ عفونتها :شامل عفونت ادراری ،تنفسی

،گوارشی و عفونت های ویروسی که در زمینه پیوند فعال می شود .

⇐ عود بیماری زمینه ای قبل از پیوند یا بیماری

نو ظهور بعد از پیوند

⇐ کم ای

⇐ بسته شدن سیستم ادراری

تشخیص اولیه :

اندازه گیری کراتینین خون

